IF3170 INTELEGENSI BUATAN

TUGAS BESAR 2

Pembangunan Sistem Berbasis Rule dengan Menggunakan CLIPS



Oleh:

Kelompok 31

Daniel Salim 13520084

Jason Kanggara 13520080

Muhammad Gerald Akbar Giffera 13520143

TEKNIK INFORMATIKA SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Daftar Isi

Daftar Isi	
1. Approach Implementasi	2
2. Fakta dan Rule Pada Program	2
a. Fakta	2
b. Rule	4
3. Dokumentasi Pengujian	13
Pembagian Kerja	16
Referensi	17

1. Approach Implementasi

Program alternatif.clp yang dikembangkan adalah program yang berfungsi untuk melakukan diagnosis apakah pengguna mengidap penyakit yang terkait dengan hepatitis B, Untuk melakukan diagnosis, program akan direpresentasikan dalam bentuk decision tree, dengan simpul yang merepresentasikan suatu kondisi pengguna (Himpunan fakta yang dimiliki pengguna).

Metode pencarian dan penelusuran rule yang digunakan adalah forward chaining, (metode *default* pada *CLIPS*). Pada *forward chaining*, setiap fakta dan rule yang ada akan di load ke dalam working memory, kemudian rule akan dijalankan jika rule tersebut dipenuhi pre kondisinya dan memiliki tingkat *salience* yang lebih tinggi. Setiap rule pada program ini akan menambahkan fakta baru ke dalam working memory, proses pencarian rule akan terus berjalan sampai tidak ada lagi rule yang bisa dijalankan dari fakta yang tersedia.

2. Fakta dan Rule Pada Program

a. Fakta

Pada awal program, tidak terdapat fakta yang didefinisikan pada working memory. Fakta yang ada pada program alternative.clp ini ketika program dijalankan adalah sebagai berikut:

HBsAg status	Fakta ini merupakan keterangan mengenai status dari HBsAg pasien, status dapat bernilai positif/negatif
anti-HDV status	Fakta ini merupakan keterangan mengenai status dari anti-HDV pasien, status dapat bernilai positif/negatif
HepatitisBD	Fakta ini merupakan keterangan hasil diagnosis dari pasien, jika fakta ini ditambahkan pada working memory, maka pasien mempunyai hasil prediksi penyakit Hepatitis B + D

anti-HBc status	Fakta ini merupakan keterangan mengenai status dari anti-HBc pasien, status dapat bernilai positif/negatif
UncertainConfiguration1	Fakta ini merupakan keterangan hasil diagnosis dari pasien, jika fakta ini ditambahkan pada working memory, maka pasien mempunyai hasil prediksi <i>Uncertain Configuration</i>
anti-HBs1 status	Fakta ini merupakan keterangan mengenai status dari anti-HBs1 pasien, status dapat bernilai positif/negatif
UncertainConfiguration2	Fakta ini merupakan keterangan hasil diagnosis dari pasien, jika fakta ini ditambahkan pada working memory, maka pasien mempunyai hasil prediksi <i>Uncertain Configuration</i>
IgM_anti-HBc status	Fakta ini merupakan keterangan mengenai status dari IgM_anti-HBc, status dapat bernilai positif/negatif
acute-Infection	Fakta ini merupakan keterangan hasil diagnosis dari pasien, jika fakta ini ditambahkan pada working memory, maka pasien mempunyai hasil prediksi <i>acute-Infection</i>
chronic-infection	Fakta ini merupakan keterangan hasil diagnosis dari pasien, jika fakta ini ditambahkan pada working memory, maka pasien mempunyai hasil prediksi <i>Chronic Infection</i>
anti-HBs2 <i>status</i>	Fakta ini merupakan keterangan mengenai status dari anti-HBs2 pasien, status dapat bernilai positif/negatif

anti-HBc2 status	Fakta ini merupakan keterangan mengenai status dari anti-HBc2 pasien, status dapat bernilai positif/negatif
cured	Fakta ini merupakan keterangan hasil diagnosis dari pasien, jika fakta ini ditambahkan pada working memory, maka pasien mempunyai hasil prediksi <i>Cured</i>
vaccinated	Fakta ini merupakan keterangan hasil diagnosis dari pasien, jika fakta ini ditambahkan pada working memory, maka pasien mempunyai hasil prediksi <i>Vaccinated</i>
anti-HBc3 status	Fakta ini merupakan keterangan mengenai status dari anti-HBc3 pasien, status dapat bernilai positif/negatif
Unclear	Fakta ini merupakan keterangan hasil diagnosis dari pasien, jika fakta ini ditambahkan pada working memory, maka pasien mempunyai hasil prediksi <i>Unclear</i>
Healthy	Fakta ini merupakan keterangan hasil diagnosis dari pasien, jika fakta ini ditambahkan pada working memory, maka pasien mempunyai hasil prediksi <i>Healthy</i>

b. Rule

Rule yang terdapat pada program hepatitis.clp ini adalah sebagai berikut:

Rule	Program dan Deskripsi

system-banner

Rule ini merupakan rule yang akan pertama kali dijalankan oleh program. rule ini akan mencetak pesan berupa banner penanada dimulainya program pendeteksi penyakit hepatitis.

HBsAG

```
(defrule HBsAG
=>
(printout t "HBsAG [positive/negative]? ")
(bind ?x (read))
(while (neq ?x positive or negative)
   (printout t crlf "Accepted Value: positive/negative" crlf)
   (printout t "HBsAG [positive/negative]? ")
   (bind ?x (read)))
(assert (HBsAG ?x)))
```

Rule ini akan meminta input dari pengguna mengenai informasi HBsAG dari pasien, rule akan terus meminta input jika pengguna memasukkan input selain "positive" atau "negative", nilai tersebut akan digunakan untuk menambahkan fakta terkait HBsAG pasien

anti-HDV

```
(defrule anti-HDV
(HBsAG positive)
=>
(printout t "anti-HDV [positive/negative]? ")
(bind ?x (read))
(while (neq ?x positive or negative)
    (printout t crlf "Accepted Value: positive/negative" crlf)
    (printout t "anti-HDV [positive/negative]? ")
    (bind ?x (read)))
(assert (anti-HDV ?x)))
```

Rule ini akan meminta input dari pengguna mengenai informasi anti-HDV dari pasien, rule akan terus meminta input jika pengguna memasukkan input selain "positive" atau "negative", nilai tersebut akan digunakan untuk

menambahkan fakta terkait anti-HDV pasien

HepatitisBD

```
(defrule HepatitisBD
(and (HBsAG positive)
(anti-HDV positive))
=>
    (printout t crlf)
    (printout t "||--------||"crlf)
    (printout t " Hasil Prediksi = Hepatitis B+D" crlf)
    (printout t "||-------||"crlf crlf)
(assert (HepatitisBD)))
```

Rule ini merupakan rule yang menentukan apakah pasien terdiagnosis dengan penyakit Hepatits B dan D, dilakuakan pengecekan fakta, jika pasien positive HBsAG, dan positive anti-HDV, maka akan dikeluarkan pesan dan fakta bahwa hasil diagnosis berupa Hepatitis B dan D

anti-HBc1

```
(defrule anti-HBc1
(and (HBsAG positive)
(anti-HDV negative))
=>
(printout t "anti-HBc [positive/negative]? ")
(bind ?x (read))
(while (neq ?x positive or negative)
    (printout t crlf "Accepted Value: positive/negative" crlf)
    (printout t "anti-HBc [positive/negative]? ")
    (bind ?x (read)))
(assert (anti-HBc1 ?x)))
```

Rule ini akan memeriksa fakta HBsAG dan anti-HDV pasien, jika HBsAG positif dan anti-HDV negative maka rule ini akan meminta input dari pengguna mengenai informasi anti-HBc1 dari pasien, rule akan terus meminta input jika pengguna memasukkan input selain "positive" atau "negative", nilai tersebut akan digunakan untuk menambahkan fakta terkait anti-HBc1 pasien

UncertainConfiguratio n1

```
(defrule UncertainConfiguration1
(and (HBsAG positive)
(anti-HDV negative)
(anti-HBc1 negative))
=>
    (printout t crlf)
    (printout t "||------||"crlf)
    (printout t " Hasil Prediksi = Uncertain Configuration" crlf)
    (printout t "||------||"crlf crlf)
(assert (UncertainConfiguration1)))
```

Rule ini merupakan rule yang menentukan apakah kondisi pasien tidak bisa dipastikan (Uncertain configuration) pada rule ini dilakukan pengecekan fakta, jika pasien positive HBsAG, negative anti-HDV, dan negative anti-HBc1 maka akan dikeluarkan pesan dan fakta bahwa hasil diagnosis berupa Uncertain Configuration

anti-HBs1

```
(defrule anti-HBs1
(and (HBsAG positive)
(anti-HDV negative)
(anti-HBc1 positive))
=>
(printout t "anti-HBs [positive/negative]? ")
(bind ?x (read))
(while (neq ?x positive or negative)
    (printout t crlf "Accepted Value: positive/negative" crlf)
    (printout t "anti-HBs [positive/negative]? ")
    (bind ?x (read)))
(assert (anti-HBs1 ?x)))
```

Rule ini akan memeriksa fakta HBsAG dan anti-HDV pasien, jika HBsAG positif dan anti-HDV negative maka rule ini akan meminta input dari pengguna mengenai informasi anti-HBc1 dari pasien, rule akan terus meminta input jika pengguna memasukkan input selain "positive" atau "negative", nilai tersebut akan digunakan untuk menambahkan fakta terkait anti-HBc1 pasien

UncertainConfiguratio n2

Rule ini merupakan rule yang menentukan apakah kondisi pasien tidak bisa dipastikan (Uncertain configuration) pada rule ini dilakukan pengecekan fakta, jika pasien positive HBsAG, negative anti-HDV, negative anti-HBc1, dan positive anti-HBs1 maka akan dikeluarkan pesan dan fakta bahwa hasil diagnosis berupa Uncertain Configuration

IgM_anti-HBc

```
(defrule IgM_anti-HBc
(and (HBsAG positive)
  (anti-HDV negative)
  (anti-HBc1 positive)
  (anti-HBs1 negative))
=>
  (printout t "IgM anti-HBc [positive/negative]? ")
  (bind ?x (read))
  (while (neq ?x positive or negative)
        (printout t crlf "Accepted Value: positive/negative" crlf)
        (printout t "IgM anti-HBc [positive/negative]? ")
        (bind ?x (read)))
    (assert (IgM_anti-HBc ?x)))
```

Rule ini akan memeriksa fakta HBsAG dan anti-HDV pasien, jika **HBsAG** positif, anti-HDV negative, anti-HBc1 positive dan anti-HBs1 negative, maka rule ini akan meminta input dari pengguna mengenai informasi IgM anti-HBc dari pasien, rule akan terus meminta input jika pengguna memasukkan input selain "positive" atau digunakan "negative", nilai tersebut akan untuk menambahkan fakta terkait IgM anti-HBc pasien

AcuteInfection

Rule ini merupakan rule yang menentukan apakah kondisi pasien mengalami AcuteInfection pada rule ini dilakukan pengecekan fakta, jika pasien positive HBsAG, negative anti-HDV,positive anti-HBc1, negative anti-HBs1, dan positive IGM_anti-HBc, maka akan dikeluarkan pesan dan fakta bahwa hasil diagnosis berupa Acute Infection

ChronicInfection

```
(defrule ChronicInfection
(and (HBsAG positive)
(anti-HDV negative)
(anti-HBcI positive)
(anti-HBcI negative)
(IgM_anti-HBc negative)

>>
    (printout t crlf)
    (printout t " || Hasil Prediksi = Chronic Infection" crlf)
    (printout t "|| (assert (chronic-Infection)))
```

Rule ini merupakan rule yang menentukan apakah kondisi pasien mengalami ChronicInfection pada rule ini dilakukan pengecekan fakta, jika pasien positive HBsAG, negative anti-HDV,positive anti-HBc1, negative anti-HBs1, dan negative IGM_anti-HBc, maka akan dikeluarkan pesan dan fakta bahwa hasil diagnosis berupa Chronic Infection

anti-HBs2

```
(defrule anti-HBs2
(HBsAG negative)
=>
(printout t "anti-HBs [positive/negative]? ")
(bind ?x (read))
(while (neq ?x positive or negative)
   (printout t crlf "Accepted Value: positive/negative" crlf)
   (printout t "anti-HBs [positive/negative]? ")
   (bind ?x (read)))
(assert (anti-HBs2 ?x)))
```

Rule ini akan memeriksa fakta HBsAG, jika HBsAG negatif, maka rule ini akan meminta input dari pengguna mengenai informasi anti-HBs2 dari pasien, rule akan terus meminta input jika pengguna memasukkan input selain "positive" atau "negative", nilai tersebut akan digunakan untuk menambahkan fakta terkaitanti-HBs2 pasien

anti-HBc2

```
(defrule anti-HBc2
(and (HBsAG negative)
(anti-HBs2 positive))
=>
(printout t "anti-HBc [positive/negative]? ")
(bind ?x (read))
(while (neq ?x positive or negative)
    (printout t crlf "Accepted Value: positive/negative" crlf)
    (printout t "anti-HBc [positive/negative]? ")
    (bind ?x (read)))
(assert (anti-HBc2 ?x)))
```

Rule ini akan memeriksa fakta HBsAG, jika HBsAG negatif dan anti-HBs2 positif, maka rule ini akan meminta input dari pengguna mengenai informasi anti-HBc2 dari pasien, rule akan terus meminta input jika pengguna memasukkan input selain "positive" atau "negative", nilai tersebut akan digunakan untuk menambahkan fakta terkait anti-HBc2 pasien

Cured

Rule ini merupakan rule yang menentukan apakah kondisi pasien sudah Cured, pada rule ini dilakukan pengecekan fakta, jika pasien positive HBsAG, positif anti-HBs2 dan positif anti-HBc2, maka akan dikeluarkan pesan dan fakta bahwa hasil diagnosis berupa Chronic Infection

Vaccinated

```
(defrule Vaccinated
(and (HBsAG negative)
(anti-HBs2 positive)
(anti-HBc2 negative))
=>
    (printout t crlf)
    (printout t "|----------||"crlf)
    (printout t " Hasil Prediksi = Vaccinated" crlf)
    (printout t "|------------||"crlf crlf)
(assert (vaccinated)))
```

Rule ini merupakan rule yang menentukan apakah kondisi pasien adalah Vaccinated, pada rule ini dilakukan pengecekan fakta, jika pasien negatif HBsAG, positif anti-HBs2 dan negatif anti-HBc2, maka akan dikeluarkan pesan dan fakta bahwa hasil diagnosis berupa Vaccinated

anti-HBc3

```
(defrule anti-HBc3
(and (HBsAG negative)
  (anti-HBs2 negative))
=>
  (printout t "anti-HBc [positive/negative]? ")
  (bind ?x (read))
  (while (neq ?x positive or negative)
        (printout t crlf "Accepted Value: positive/negative" crlf)
        (printout t "anti-HBc [positive/negative]? ")
        (bind ?x (read)))
  (assert (anti-HBc3 ?x)))
```

Rule ini akan memeriksa fakta HBsAG, jika HBsAG negatif dan anti-HBs2 negatif, maka rule ini akan

meminta input dari pengguna mengenai informasi anti-HBc3 dari pasien, rule akan terus meminta input jika pengguna memasukkan input selain "positive" atau "negative", nilai tersebut akan digunakan untuk menambahkan fakta terkait anti-HBc3 pasien

Unclear

Rule ini merupakan rule yang menentukan apakah kondisi pasien adalah Unclear, pada rule ini dilakukan pengecekan fakta, jika pasien negatif HBsAG, negarif anti-HBs2 dan positif anti-HBc3, maka akan dikeluarkan pesan dan fakta bahwa hasil diagnosis berupa Unclear

Healthy

```
(defrule Healthy
(and (HBsAG negative)
(anti-HBs2 negative)
(anti-HBs3 negative))
=>
    (printout t crlf)
    (printout t "||----------||"crlf)
    (printout t " Hasil Prediksi = Healthy not vaccinated/suspicious" crlf)
    (printout t "||------------||"crlf crlf)
(assert (healthy)))
```

Rule ini merupakan rule yang menentukan apakah kondisi pasien adalah Healthy pada rule ini dilakukan pengecekan fakta, jika pasien negatif HBsAG, negarif anti-HBs2 dan negatif anti-HBc3, maka akan dikeluarkan pesan dan fakta bahwa hasil diagnosis berupa Healthy

3. Dokumentasi Pengujian

Output	Hasil Screenshot
Hepatitis B+D	CLIPS> (load alternatif.clp) TRUE CLIPS> (reset) CLIPS> (run)
Uncertain Configuration	CLIPS> (load alternatif.clp) TRUE CLIPS> (reset) CLIPS> (run)
Uncertain Configuration	CLIPS> (load alternatif.clp) TRUE CLIPS> (reset) CLIPS> (run)

Acute Infection	TRUE CLIPS> (reset) CLIPS> (run) Program Deteksi Penyakit Hepatitis B HBsAG [positive/negative]? positive anti-HDV [positive/negative]? negative anti-HBc [positive/negative]? positive anti-HBs [positive/negative]? positive anti-HBs [positive/negative]? positive HBs [positive/negative]? positive IgM anti-HBc [positive/negative]? positive Il————————————————————————————————————
Chronic Infection	TRUE CLIPS> (reset) CLIPS> (reset) CLIPS> (run)
Cured	CLIPS> (load alternatif.clp) TRUE CLIPS> (reset) CLIPS> (run)

Vaccinated	CLIPS> (load alternatificity)
Vaccinated	CLIPS> (load alternatif.clp)
	TRUE CLIPS> (reset)
	CLIPS> (run)
	Program Deteksi Penyakit Hepatitis B
	HBsAG [positive/negative]? negative
	anti-HBs [positive/negative]? positive anti-HBc [positive/negative]? negative
	Hasil Prediksi = Vaccinated
II 1 (D 111	oute a in with
Unclear (Possible	CLIPS> (load alternatif.clp)
Resolved)	TRUE CLIPS> (reset)
	CLIPS> (run)
	Program Deteksi Penyakit Hepatitis B
	HBsAG [positive/negative]? negative
	anti-HBs [positive/negative]? negative anti-HBc [positive/negative]? positive
	 Hasil Prediksi = Unclear (possible resolved)
Healthy Not	CLIPS> (load alternatif.clp)
Vaccinated or	TRUE
Suspicious	CLIPS> (reset)
	CLIPS> (run)
	Program Deteksi Penyakit Hepatitis B
	II II
	HBsAG [positive/negative]? negative anti-HBs [positive/negative]? negative
	anti-HBc [positive/negative]? negative
	Hasil Prediksi = Healthy not vaccinated/suspicious

Pembagian Kerja

No	NIM-Nama	Tugas
1	13520008 - Daniel Salim	Laporan: Fakta dan Rule pada ProgramLaporan: Dokumentasi
2	13520080 - Jason Kanggara	- Program Utama
3	13520140 - Muhammad Gerald Akbar Giffera	Laporan: Fakta dan Rule pada ProgramLaporan: Approach Implementasi

Referensi

- [1] Buku Expert Systems: Principles and Programming by Giarratano, J. C., & Riley, G. (1994)
- [2] Slide Kuliah IF3170 Intelegensi Buatan Tahun 2022/2023
- [3] https://clipsrules.net diakses tanggal 05 November 2022